

<p><b>PERM FLOW</b> <i>Antérograde</i></p>	<p>KIT Cathéter double lumière Avec cuff, sans orifice latéral <b>Pose par voie Antérograde</b> Possible sans cuff (ajouter 08)</p>	<p><b>Kit</b></p>	<p>KADS</p>	<p>190/240/290/340</p>
<p><b>PERM FLOW</b> <i>Rétrograde</i></p>	<p>KIT Cathéter double lumière Avec cuff , sans orifice latéral <b>Pose par voie Rétrograde</b> Existe sans cuff (ajouter 08)</p>	<p><b>Kit</b></p>	<p>KRDS</p>	<p>190/240/290/340</p>
<p><b>DUAL FLOW</b></p>	<p>Deux Cathéters mono-lumière CARBOTHANE pour pose par double cannulation</p>	<p><b>Kit</b> <b>Kit</b> <b>Kit</b> <b>Kit</b></p>	<p>KDF11S25/22 KDF1130/27</p>	<p>250/300</p>
<p><b>KIMAL</b></p>	<p>Cathéter pédiatrique Silicone – 8 Fr</p>	<p><b>Kit</b></p>	<p>K50/202/KIT K50/204/KIT</p>	<p>18 et 24 cm</p>
<p><b>SMOOTH FLOW</b></p>	<p>Nouveau cathéter en Carbothane. Excellent débit et recirculation réduite.</p>	<p><b>KIT</b></p>	<p>KSF15C</p>	<p>365/40/45/50/70</p>
<p><b>TROCARTS</b></p>	<p>Pour pose « pull » ou « push » et tunnélisation antérograde ou rétrograde.</p>		<p>TDL / TDLP / TDLR150</p>	<p>15 cm</p>
<p><b>CITRA-LOCK</b> <i>Dirinco</i></p>	<p>Solution verrou</p>	<p><b>Boîte de 10 fioles</b></p>	<p>CITRALOCK CITRALOCK30 CITRALOCK4</p>	<p>46,7% 30% 4%</p>
<p><b>Easy Guide</b></p>	<p>Guide en J en NITINOL 0,35 et 0,38</p>	<p><b>Carton de 10</b></p>	<p>GWJ97/700 GWJ80/500</p>	
<p><b>Dialyse Péritonéale</b></p>	<p>Cathéters de Tenckhoff, Cathéters en crosse et Cathéters col de cygne</p>	<p><b>Seul Ou en KIT</b></p>	<p>Silicone , repère radio- opaque Un ou deux cuffs. Cuff amovible</p>	<p>Rigidificateur : ST670</p>